


Chauffe-tube ELLIOSAFE-T.H.



- Maintien de la température à 37 °C avec une précision de $\pm 0,5$ °C
- 14 emplacements pour la réception des échantillons
- Volumes des tubes : 14 et 30 ml
- Préchauffage : 10 minutes
- Température : affichage numérique et colorimétrique
- Réglage de la température avec code confidentiel

Description	Type	Référence
Chauffe-tube ELLIOSAFE-T.H. - Adaptateur, Guide d'utilisation	Tension : DC 12 V / Courant électrique : 5 A	DM-TH

LABORATOIRES ELLIOS BIOTEK

74 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Tel. : +331 44 26 22 80 - Email : info@elliosbiotek.com

www.ellios-biotek.com

Production française



LABORATOIRES
ellios
B i o T e k