

FLACON sv-XL30

pour set de ponction d'ovocytes avec bouchon à vis

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour maintenir la température du liquide folliculaire recueilli.

Lorsque ce flacon est déposé dans une enceinte individuelle thermostatée (type Labotect), la collerette située en partie haute, de diamètre identique à celui de la base, permet d'éviter une arrivée d'air extérieur entraînant potentiellement turbulence et choc thermique.

- Composition du bouchon et flacon, sélectionnée pour éviter toute déformation lors d'un séjour à l'étuve à 37°C.
- Présence d'une gorge anti-fuite afin d'assurer une parfaite étanchéité.
- Pas-de-vis « 1/4 de tour » facilitant le geste de l'utilisateur.



Référence	Désignation	Conditionnement	Stérilisation
EBT003050BV	Flacon pour recueil ovocytaire sv-XL30 Volume utile : 30 mL	Carton de 50 unités en sachet individuel	γ irradiation