

Bain Sec ELLIOSAFE-D.B.

- Maintien de la température à 37 °C avec une précision de $\pm 0,5$ °C
- Préchauffage : 10 minutes
- Blocs disponibles pour tubes de 5, 7, 14 ou 30 ml
- Bloc pour boîtes de culture et tubes de 14 ml
- Température : affichage numérique et colorimétrique
- Réglage de la température avec code confidentiel



Description	Type	Référence
Bain Sec ELLIOSAFE-D.B. - Adaptateur, Bloc pour tubes, Guide d'utilisation	Tension : DC 12 V / Courant électrique : 5 A	DM-DB

LABORATOIRES ELLIOS BIOTEK

74 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Tel. : +331 44 26 22 80 - Email : info@elliosbiotek.com

www.ellios-biotek.com

Production française



LABORATOIRES
ellios
B i o T e k